



Produkt	<u>TruSight Oncology 500</u>	<u>Trusight Oncology 500 High Troughput</u>				<u>Trusight Oncology 500ctDNA</u>	
Popis	Analýza DNA a RNA izolovanej zo vzoriek FFPE nádorového tkaniva.	Vysokokapacitná analýza DNA a RNA izolovanej zo vzoriek FFPE nádorového tkaniva.				Analýza voľne cirkulujúcej nádorovej DNA izolovanej najčastejšie z krvnej plazmy.	
System	NextSeq550 alebo NextSeq 550Dx	NovaSeq 6000				NovaSeq 6000	
Flow Cell	High-Output	SP	S1	S2	S4	S2	S4
Počet vzoriek na jeden experiment	8 vzoriek	16 vzoriek	32 vzoriek	72 vzoriek	192 vzoriek	8 vzoriek	24 vzoriek